



Medical Cryolipolysis

Verabschieden Sie sich vom Doppelkinn

Das Doppelkinn wird sowohl von Frauen als auch von Männern jeden Alters als gleichermaßen störend und unangenehm empfunden. Es ist eine Fettablagerung, die sich nach und nach unter dem Kinn festsetzt und meist unabhängig von einer Gewichtszunahme entsteht. Das Doppelkinn hält sich in der Regel hartnäckig auch bei Diäten oder Gesichtsgymnastiken.

- 7,2 Millionen Patienten weltweit suchen eine nicht-invasive Möglichkeit zur Reduktion Ihres Doppelkinns*
- 67% der übergewichtigen Patienten fühlen sich unwohl mit ihrem Doppelkinn*

*American Society for Dermatologic Surgery. 2015 Consumers Survey on Dermatologic Procedures.

Technische Spezifikationen

Koppelung	Speziell nur für CRISTAL®
Temperaturbereich	+4°C bis -8°C
Applikatoren	Applikator A1 = 45 x 25 x 32,5 mm - 440 g Applikator A2 = 70 x 30 x 32,5 mm - 555 g Applikator A3 = 90 x 30 x 45 mm - 760 g
Abmessungen	890 x 500 x 360 mm
Gewicht	25 kg

CRISTAL® & AGATE Kryolipolyse Geräte werden von Deleo in Frankreich entwickelt und produziert. Es ist ein Klasse IIa Medizintechnikgerät und wurde mit dem CE-Zeichen ausgestattet. Das stellt sicher, dass das Produkt alle Anforderungen der relevanten europäischen Medizintechnikvorgaben erfüllt. Das CE-Zeichen wurde vom britischen BSI Institut an Deleo ausgestellt. Bitte die Bedienungsanleitung vor der Nutzung aufmerksam lesen. Das Gerät nicht zu anderen Zwecken nutzen als in der Anleitung angegeben.



Exklusiv-Distributor

ICE AESTHETIC®

ICE AESTHETIC GmbH
Habersaathstr. 56 | 10115 Berlin - GERMANY
T. +49 30 886 921 58 | mail@crystal-kryolipolyse.de
www.crystal-kryolipolyse.de



AGATE™

DIE LÖSUNG FÜR KLEINE FETTDEPOTS

- KNIE
- KINN
- ARME
- BRUSTBEREICH



Die ideale Lösung für die Reduktion von störenden Fettpölsterchen

Die perfekte Mischung aus optimalen Ergebnissen und Sicherheit

AGATE™ ist ein revolutionäres, von Deleos Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufgebautes System, das kleine Flächen lokaler Fettablagerungen mit Hilfe des medizinischen Geräts CRISTAL® behandelt.

Durch Koppelung an das CRISTAL® können mit Hilfe der neuen AGATE™-Applikatoren kleine Fettpolster behandelt werden, wie z.B.

- Kinn
- Arme
- Brustbereich
- Knie

Drei auswechselbare Applikatoren

Die 3 austauschbaren Köpfe der AGATE™ sind so entworfen, dass sie sich perfekt an die zu behandelnde Stelle ansetzen lassen. Dadurch wird die Behandlung maximal komfortabel und effektiv.

Applikator A1



45 x 25 x 32,5 mm
Kinn

Applikator A2



70 x 30 x 32,5 mm
Kinn, Knie, Brustbereich

Applikator A3



90 x 30 x 45 mm
Multizonen-Aufsatz

CCDS™-TECHNOLOGIE: SICHER & EFFEKTIV

Deleo hat im Jahr 2016 das »Cavity Cooling Diffusion System™« entwickelt und patentieren lassen. Diese Innovation ermöglicht eine Kühlung des gesamten Hohlraums der AGATE™-Applikatoren, homogen, gezielt und sicher.

Durch perfekte Kontrolle der Temperatur an der behandelten Zone kann AGATE™ sichtbare und zufriedenstellende Ergebnisse garantieren.



AGATE



VORTEILE

- Ideal geeignet für kleine Flächen
- CCDS™-Technologie: gleichmäßige, gezielte Kälte
- Spezifisch entwickeltes System für eine perfekte Anwendung
- Leichte Applikatoren sichern den Komfort des Patienten
- Keine Verbrauchsmaterialien
- Hergestellt in Frankreich

Medizinisches CE 0086

Sichtbare Ergebnisse

1 Behandlung - 6 Wochen



Copyright: Dr. Eric SAFRATI - Centre Victoire - Toulon, Frankreich