

Das Einzige, was
hier wachsen wird,
ist Ihr Umsatz.

HYPER PULSE

DAS REVOLUTIONÄRE HIGH-SPEED-VERFAHREN FÜR:
DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG
UND HAUTBEHANDLUNGEN



HYPER PULSE

DAS REVOLUTIONÄRE HIGH-SPEED-VERFAHREN FÜR:
DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG UND HAUTBEHANDLUNGEN

Laser, IPL und SHR kennen Sie schon?

Entdecken Sie die neueste Generation der dauerhaften Haarentfernung:
MBC HYPERPULSE™ mit ONE-GLIDE-Technologie™ - schnellere und effektivere Enthaarung als je zuvor.

Die Zeitmaschine gibt es doch...!

Hyperpulse kann aufgrund der einzigartigen Technologie die klinisch erforderliche Energie in extrem kurzer Zeit gezielt in die Haarfollikel einbringen, ohne dabei die Haut übermäßig zu belasten.

Die reine Behandlungszeit beträgt für:

Männerrücken komplett: nur 3-5 Minuten

Ganze Beine: nur ca. 10 Minuten

Ganzer Körper: nur ca. 30 Minuten

Gleichmäßig und leicht: Mit der ONE-GLIDE-Technologie wird das Handstück nicht Impuls für Impuls aufgesetzt, sondern in nur einer einzigen gleitenden Bewegung über die Behandlungsfläche geführt. Dabei wird eine Vielzahl von wirksamen Lichtimpulsen pro Sekunde auf die Haut abgegeben. Das mehrfache, ermüdende und oft zeitaufwändige Hin-und-Her-Bewegen des Handstücks über eine begrenzte Fläche ist nicht mehr notwendig.

Sanft und sicher: Die vitalen Proteine in den Haar-Keimzellen werden bei einer erfolgreichen Behandlung zerstört, die Epidermis wird dabei jedoch kaum belastet. Auch gebräunte Haut oder helle Behaarung sind kein Hindernis.

NEUHEIT! Spray statt Ultraschall Gel:

Nie wieder lästiges Auftragen und Abwischen von Gel.

Das speziell entwickelte HYPERPULSE™-Spray wird einfach aufgesprüht, ist angenehm auf der Haut und zieht nach der Behandlung ein.

Dauerhafte Haarentfernung

fast schmerzfrei wirksam bei allen Hauttypen und bei gebräunter Haut



Hautbehandlungen

effektive und hautschonende Behandlungen ohne lange Regenerationszeiten





Hyperstark und sicher

- rasante und überdurchschnittlich wirksame Haarentfernung
- auch für hellere und dünnere Haare
- für den Dauereinsatz geeignet
- Zuverlässigkeit und hoher Behandlungserfolg durch jahrelangen Einsatz nachgewiesen
- Made in Israel, CE-zertifiziert



Hyperschnell und schonend

- schonender und rasant schneller Aufbau der erforderlichen Temperatur in den Haarfollikeln
- so effektiv und schnell wie moderne Dioden- oder Alexandrit-Lasertechnologie
- für mehr Behandlungen pro Tag
- für mehr Zeit außerhalb der Kabine
- für weniger Verspannungen und Überlastungserscheinungen



Hyperergonomisch dank ONE-GLIDE-Technologie™

- in einer einzigen gleitenden Bewegung werden die Haarfollikel schrittweise auf die klinisch erforderliche Temperatur gebracht – ohne die Haut stark zu belasten
- kein zeitaufwändiges Hin-und-Her-Bewegen des Handstücks über eine kleine, begrenzte Fläche mehr notwendig



Auch für dunkle und gebräunte Haut

- für alle Hauttypen (1-6) und sonnengebräunte Haut
- dadurch ganzjährig einsetzbar, kein Sommerloch



Hypersanft und angenehm

- Hochleistungskühlsystem für eine stets optimal gekühlte Behandlungszone
- dadurch fast schmerzfrei
- HYPERPULSE™-Spray großflächig dünn aufsprühen und Behandlung sofort beginnen
- das Spray zieht danach in die Haut ein und pflegt sie



Hypervielseitig und multifunktional

- 2 Handstücke (Spotgrößen: 7,5 cm³ und 3,5 cm³) für die komfortable Behandlung großer und kleiner Flächen
- für Haarentfernung in Express-Geschwindigkeit
- mit Einzelimpuls-Funktion für kleinere oder schwer zugängliche Stellen
- effektive Behandlung von Rosacea, Couperose, Pigmentstörungen oder Akne
- auch zur Hautstraffung und Rejuvenation



48h-Service-Versprechen

- MBC-Ingenieure und Servicemitarbeiter sind 24 Std. für Sie erreichbar
- Reparatur und Fehlerbehebung in der Regel innerhalb von maximal 48 Std.
- regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen



Technische Daten

Stromversorgung	220-240VAC, 16A, 50/60Hz
Abmessungen	(LxBxH) 56 x 42 x 130
Gewicht	60 Kg

Hyperpulse Haarentfernung	Hyperpulse One Glide Methode	Einzelimpuls
Lichtquelle	Hyperpulse Impulslicht	Hyperpulse Impulslicht
Energiedichte	Bis 40 J/cm ² Bis 80 J/cm ² kumulativ	Bis 40 J/cm ² Bis 80 J/cm ² kumulativ
Spotgröße	7,5 cm ²	3 cm ²
Impulse / Sek (Frequenz)	5 Hz	Bis 3 Hz
Kühlung	Automatische Hochleistungskühlung mit 3 getrennten Kühlkreisläufen	Automatische Hochleistungskühlung mit 3 getrennten Kühlkreisläufen
Wellenleiter	Saphirkristall	Saphirkristall
Laufleistung Handstück garantiert	400.000 Impulse	400.000 Impulse
Bildschirm	12" Farb- Touchscreen	12" Farb- Touchscreen
Behandlungsart	One- Glide Bewegungsmethode	Einzelimpulse, stationär

Hyperpulse Haarentfernung	Behandlungsart	Wellenlänge	Frequenz	Spotgröße	Energiedichte
Hautstraffung	Einzelimpulse	530nm / 690nm	1- 3Hz	3 cm ²	Bis 40 J/cm ²
Couperose / Rosacea	Einzelimpulse	480nm / 530nm	1- 3Hz	3 cm ²	Bis 40 J/cm ²
Pigmentierungen	Einzelimpulse	530nm / 590nm	1- 3Hz	3 cm ²	Bis 40 J/cm ²
Aknebehandlung	Einzelimpulse	480nm	1- 3Hz	3 cm ²	Bis 40 J/cm ²

MBC Medical Bio Care

Reinhardtstraße 15 · 10117 Berlin

Niederlassung Berlin

Tel. +49 (0)30-28 87 99 08

Niederlassung Rostock

Tel. +49 (0)381-45 44 33

E-Mail: info@medicalbiocare.de