

MBC
Medical Bio Care

Die Technik zur Schönheit.



dōublo · *gold*

Das HIFU Lifting Gerät in medizinischer Dimension

Hautstraffung
Faltenglättung
Lifting

Schnellste Behandlung durch
2-Wege Impulsabgabe

Medizinische CE-Zertifizierung

2000 Geräte weltweit
im Einsatz

Zahlreiche Patente



Hocheffektive Falten- und Straffungsbehandlung mit sofortigem Effekt



Der **neueste** Standard der HIFU Lifting Geräte in medizinischer Dimension

Wirkungsweise der Doublo Gold Methode:

HIFU ist hoch intensiver, fokussierter Ultraschall, mit dem innerhalb einer Behandlungssitzung verschiedene Hautschichten nacheinander erhitzt werden. Die punktuelle Einwirkung der HIFU Energie auf den jeweiligen Behandlungsebenen (1,5 mm, 3,0 mm oder 4,5 mm) verursacht zelluläre Reibung der Moleküle im Zielgebiet und eine punktuelle Erhitzung von ca. 60 °C. Diese Hitzepekte bezeichnet man als TCP (Thermo Coagulation Points). Die Folge davon ist das Zusammenziehen der Zellen auf Molekularebene (Shrinking-Effekt) und die massive Neubildung von Kollagen und Elastin. Die Haut wirkt schon unmittelbar nach der Behandlung deutlich straffer.



Unterschiede Doublo Gold zu herkömmlichen Methoden

Tiefere Eindringung - höherer Temperaturen


Die punktuell gebündelte Behandlungsenergie sorgt für extrem wirksame Temperaturen im Zielbereich, ohne die Epidermis zu belasten. Dabei werden tiefere Hautschichten und höhere Temperaturen als bei früheren Methoden erreicht.

doublo · gold - *Überragende* Technologie

Doublo Gold bietet entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen HIFU Geräten

Einzigartige 2-Wege Impulsabgabe

Herkömmliche HIFU Technologie:
1-Weg Impulsabgabe



HIFU Punkte werden nur in eine Richtung abgegeben. Die Pausen zwischen der Abgabe der HIFU-Linien verursacht lange Behandlungszeiten.

Neueste Doublo Gold Technologie:
2-Wege Impulsabgabe



HIFU Punkte werden in beide Richtungen abgegeben. Zwischen der Abgabe der HIFU-Linien entsteht dadurch keine Pause. Dies ermöglicht extrem kurze Behandlungszeiten.

Komplette Gesichtsbehandlung

in nur **30** Min.!

Präzise, sichere und einzigartige Energieabgabe

Herkömmliche HIFU-Technologie: ungleichmäßige Impulsabgabe

Weniger Fläche wird behandelt. Kleine Fokuszonen mit scharfer Abgrenzung erzeugen schmerzhaft Behandlungen.


FOLGE: Gefahr von Nebenwirkungen, schmerzhaft Behandlung, eingeschränkte Wirksamkeit.



Neueste Doublo Gold Technologie: gleichmäßig und präzise

Einzigartige, diffuse Fokuszonen. Absolut gleichmäßig verteilt. Die maximale Wirkfläche wird behandelt.


FOLGE: geringe Gefahr von Nebenwirkungen, weniger Schmerz, herausragende Resultate.



Automatikmodus





Permanente Energieabgabe

Bei gedrücktem Impulsauslöser oder Fußschalter werden die HIFU-Linien automatisch hintereinander abgegeben. Das ständige und zeitaufwendige Wiederauslösen der einzelnen HIFU-Bahnen entfällt.



dōublo · gold

Kartuschentypen

	Kartusche	Ziel	Frequenz	Energie	Tiefe	Anwendung
Für Gesicht		Obere Dermis	7MHz	0.25J	1.5mm	Periorbital, dünne Hautschicht, Perioral, Hals, Dekollete
		Tiefe Dermis	7MHz	0.45J	3.0mm	Periorbital, Dünne- mittlere Hautschicht, Perioral, Hals, Dekollete, Wangen, Submentum, Jawline
		SMAS	4Mhz	1.2J	4.5mm	Wangen, Jawline, Neck lift, Dekollete, Oberarme, Innenschenkel
Für Körper		Subcutane Fettschicht	4MHz	2.0J	13mm	Körper Kontourierung Bauch, Taille, Oberschenkel, Po



Studien, Patente & Auszeichnung

Die Double Gold Methode verfügt über zahlreiche Patente und Auszeichnungen Die hervorragende Wirksamkeit und der hohe Sicherheitsstandard wurde in zahlreichen klinischen Studien bestätigt.



Spezifikationen

Energie	0,2-2 J/cm ²
Monitor	LCD Bildschirm
Spacing	0,5-10 mm
Länge Linie	5-25 mm
Stromversorgung	AC 220-240 V
Abmessungen	40 x 45,5 x 46 cm
Gewicht	15 kg

Behandlungszonen

Indikationen:

- Lifting Behandlung
- Hautstraffung
- Konturverbesserung
- Faltenglättung im Gesicht und am Körper
- Reduktion lokaler Fettdepots am Körper

Gesicht



Körper



48 h Service

Bei technischen Problemen bieten wir Ihnen eine schnelle Lösung der Probleme durch unseren technischen Service innerhalb von 48 h. Lange Ausfallzeiten können wir somit ausschließen!



Hironic Co. Ltd ist ein führender Medizingeräte Hersteller, der eine internationale Spitzenposition im Markt der HIFU Technologie einnimmt. Aus eigener Entwicklung stammen zahlreiche innovative Geräte. Hironic verfügt über eine breite Palette an wirksamen Technologien. Insbesondere im Bereich der HIFU Technologie ist Hironic ein Pionier und es befinden sich bereits über 2.000 Geräte der Doublo Serie weltweit erfolgreich im Einsatz. Doublo steht für höchste Qualität und erfüllt höchste Ansprüche.

Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz durch:

MBC Medical Bio Care Deutschland GmbH

Niederlassung Berlin

Reinhardtstr. 15
10117 Berlin
Tel: +49 (0) 30 28 87 99 08
Mail: p.gallus@medicalbiocare.de

Niederlassung Rostock

Arnold-Bernhard-Str. 33
18057 Rostock
Tel: +49 (0) 381 45 44 33
i.schirm@medicalbiocare.de

www.medicalbiocare.de